就讀學校(請勾選):■國立陽明交通大學 □國立臺灣大學

團隊名稱: EMONION

團隊聯絡人: 覃柏鈞

團隊成員姓名: 張雅安、陳紫瑜、覃柏鈞、夏心謙、池旻柔


團隊指導教授: 甘致群

健康守護者 365: 居家全年智慧健康監測應用程式 VitalCare 365: smart monitoring healthcare application for users at home all the time

頁碼

- 、	大綱
	>3
二、	動機與目標
– ,	>3 市場需求
二、	中场需求 >3
四、	APP 簡介
	>5
五、	數據儲存與圖表生成
	>8
六、	AI 對話
	>11
七、	OpenAI 嵌入
	>12
λ ,	圖片數值判讀
, .	
h 、	>13 參考文獻
<i>/</i> [.	今亏 又刷()

一、大綱



二、動機與目標

- 1. 想法:人不是不重視自己的健康,而是無法立即看到成效,讓你變健康、變不健康的都是「原子般小的日常習慣」,若透過這個可視化健康的 APP,建立一個數位學生小寵物,便可能能有效增加人們去進行有益健康的行為。
- 2. 期許:期望讓病人能獲得連續性的照護。醫生可根據最實際的情況提供專業知識與建議,並適時關心使用者。

因此,我們以「原子健康」為名,設計了一款 APP。此系統有助於使用者建立良好的健康習慣,透過 AI 對話、視情況協助掛號,以及小遊戲與動畫,提升維持健康的樂趣。

三、市場需求

1. 數據:身處於 AI 世代的我們,科技與科學的發展,皆得有數據的佐證及輔助,因此從醫療的角度來看,有病患或健康者提供連續的生理數值檢測結果對臨床研究相當重要,然而多數人沒有動機提供他人自己的健康數據,除此之外, 24 小時不間段偵測生理數值相當困難。因此,我們需要一款 APP 不僅可以協助使用者記錄自己的健康狀況,更能於使用者同意的情況下,提供醫師、研究人員作為參考。

- 2. 全人照護:醫生沒有那麼多時間來好好花在一個病患身上,受健保制度與醫病比大的影響,醫生得在短時間內(如三分鐘)就了解病患的狀況並進行診斷與醫治,而病人卻得在短短三分鐘內把過去整整三天的狀況告知醫生,不僅會與當時的情況有所誤差,醫生也無從得知發病當下病患的體溫、心律、血壓等生理數值。若有 APP 協助記錄數據,醫師便能了解病患一整天、一整周的醫療資料,不僅能供醫生參考、輔助診斷,更能提供資料訓練 AI 模型,使病人在醫生不在時,也能記錄資料,更全面地受照護。
- 3. 商業價值

使用者、醫院、醫師、廠商、APP 開發者等多方合作,形成互益結構。開發者提供產品與技術,協助搭建病人與院方間的橋樑,使用者透過付費功能使開發者產生收益;開發者在使用者同意的情況下提供數據、資料給研究者與AI 訓練者,提升功能,將健康及科技回饋於大眾。



四、APP 簡介







1. APP 歡迎頁面

以軟體吉祥物作為歡迎頁面,不同疾病追 蹤、功能下,有不同的對應吉祥物,增加軟 體互動性與趣味性。

2. 註冊與登入

若為新用戶,則在此頁面以電子郵件註冊帳號;舊用戶則重新登入,亦可選擇記住用戶,省去登入時間。

註冊時需填寫相關資料,提供個人化 APP 功能,填寫內容包括:

(1)基本資料:姓名、出生年月日、性別、身高、體重

(2)使用原因:日常健康紀錄、疾病狀態追蹤等…

(3)期望目標:體重、血壓、血糖控制等…

(4)記錄項目:用藥、生理數值(儀器測量)、生活習慣等…

(5)記錄頻率:一日數次、一周一次等……


(6)疾病史、正在使用的藥物調查


(7)是否願意提供數據做為科學研究?

(8)APP Pro 版本功能展示



3. 使用界面





(1) 首頁 Dashboard

- 顯示小寵物的狀態 (例如健康指數、心情表情)。
- 用戶每日健康數據的簡要概覽(例如體重、步數、血壓)。
- 行為建議卡片(例如 "今天多喝水 "、"記得拍攝數據")。
- (2) 數據輸入/拍照上傳
- 手動輸入數據:簡單的表單,讓用 戶輸入如體重、心率等。
- 拍照上傳數據:按鈕觸發上傳模 組,展示拍照辨識後的數據結果。
- 結果驗證:用戶可以編輯或確認系 統識別的數據。

(3)小寵物互動

- 寵物根據數據的變化做出表情或動作。
- 用於提醒功能(如"今天還沒量體重哦!")。
- 顯示小寵物的「健康進度條」。

(4)數據視覺化

- 使用簡單的折線圖或圓形圖,展示用戶健康數據的趨勢。
- 提供時間範圍篩選(如本週、本月)。

(5)通知與成就

- 任務完成後的通知(如 "成功記錄 3 天!")。
- ▶ 用戶可以查看已完成的健康任務或累積的獎勵。

(6)用戶資料頁面

- 顯示個人基本資料(如年齡、性別)。
- 設定個人目標(如減重目標)。



4. 時鐘提醒功能

顯示使用者的量測時間、用藥時間,傳送通知提醒使用者定期監測生理數值及用藥。

5. 與醫師、AI 對話

將使用者於 APP 上記錄的數值推送給醫師,提供醫師更長時間、精確的病患數據記錄。除此之外,訓練 ChatGPT 模組,針對醫療相關問題提出就醫建議。

6. 個人主頁

資料經系統化統整,清楚呈現,有助於輔助個人化醫療;實用性、互動性兼具。

7. 輔助套件

- (1)螢幕小工具:使用者能在手機的畫面中加入小工具以提醒自己(限 ios)
- (2)檢視統計:生成以時間為 X 軸的統計折線圖,讓使用者能選擇幾個數據來看看彼此間有無相關性(如:高血壓藥食用後隔多久血壓控制成功)
- (3)就醫 QRcode:將生理數據打包成醫院或診所可用的格式,讓醫生判讀。
- (4)問卷:使用滿意度調查

五、數據儲存與圖表生成

透過 Python 的網頁框架 Flask 撰寫程式碼,功能包括:

1. 建立資料庫模型

(1)User:使用者註冊資料,包括姓名、電子郵件、加密後的密碼

(2)HealthDataType:儲存健康數據,包含不同數據類型以及對應的單位

(3)HealthData:將數據連結至特定使用者和模組

2. API

(1)註冊:加密安全儲存使用者密碼

(2)上傳健康數據:讀取圖片辨識後的數值,


(3)獲取健康數據:允許使用者依照時間查詢數值

(4)圖表生成:生成圖表後以 Base64 返回

3. 圖表生成

- (1)matplotlib 繪製生理數值趨勢圖表
- (2)Base64 將圖表以文字方式顯示於網頁或應用程式

4. 圖表範例



程式碼:

from flask import Flask, request, jsonify from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy from flask_berypt import Berypt import matplotlib.pyplot as plt import io import base64 from datetime import datetime

初始化 Flask 應用 app = Flask(__name__) bcrypt = Bcrypt(app)

配置數據庫

```
app.config['SQLALCHEMY DATABASE URI'] = 'mysql+mysqlconnector://root:password@localhost/health app'
app.config['SQLALCHEMY TRACK MODIFICATIONS'] = False
db = SQLAlchemy(app)
# 數據庫模型
class User(db.Model):
    tablename = 'Users'
  id = db.Column(db.Integer, primary key=True)
  name = db.Column(db.String(100), nullable=False)
  weight = db.Column(db.Float, nullable=False)
  email = db.Column(db.String(100), unique=True, nullable=False)
  username = db.Column(db.String(100), unique=True, nullable=False)
  password hash = db.Column(db.String(255), nullable=False)
  created at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)
class HealthDataType(db.Model):
   _tablename__ = 'HealthDataTypes'
  id = db.Column(db.Integer, primary key=True)
  type name = db.Column(db.String(50), nullable=False)
  unit = db.Column(db.String(20), nullable=False)
class HealthData(db.Model):
    tablename__ = 'HealthData'
  id = db.Column(db.Integer, primary key=True)
  user id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('Users.id'), nullable=False)
  data type id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('HealthDataTypes.id'), nullable=False)
  value = db.Column(db.Float, nullable=False)
  recorded at = db.Column(db.DateTime, nullable=False)
  created at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)
# 初始化數據庫
with app.app context():
  db.create all()
# 用戶註冊 API
@app.route('/register', methods=['POST'])
def register():
  data = request.json
  hashed_password = bcrypt.generate_password_hash(data['password']).decode('utf-8')
  new user = User(
    name=data['name'],
    weight=data['weight'],
    email=data['email'],
    username=data['username'],
    password hash=hashed password
  db.session.add(new user)
  db.session.commit()
  return jsonify({"message": "用户註册成功"}), 201
# 上傳健康數據 API
@app.route('/upload data', methods=['POST'])
def upload data():
  data = request.json
  new data = HealthData(
    user_id=data['user_id'],
```

```
data type id=data['data type id'],
    value=data['value'],
    recorded at=datetime.strptime(data['recorded at'], '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
  db.session.add(new data)
  db.session.commit()
  return jsonify({"message": "數據上傳成功"}), 201
# 獲取健康數據 API
@app.route('/get data', methods=['GET'])
def get data():
  user id = request.args.get('user id')
  data type id = request.args.get('data type id')
  records = HealthData.query.filter by(user id=user id,
data type id=data type id).order by(HealthData.recorded at).all()
  result = \lceil
    {
       "recorded at": record.recorded at.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'),
       "value": record.value
    } for record in records
  return jsonify(result), 200
# 生成健康數據圖表 API
@app.route('/generate chart', methods=['GET'])
def generate_chart():
  user_id = request.args.get('user_id')
  data type id = request.args.get('data type id')
  # 查詢數據
  records = HealthData.query.filter_by(user_id=user_id,
data type id=data type id).order by(HealthData.recorded at).all()
  dates = [record.recorded at.strftime('%Y-%m-%d') for record in records]
  values = [record.value for record in records]
  # 檢查是否有數據
  if not records:
    return jsonify({"error": "No data available"}), 404
  # 繪製圖表
  plt.figure(figsize=(10, 6))
  plt.plot(dates, values, marker='o', linestyle='-', label='趨勢', color='b')
  plt.title("健康數據趨勢圖", fontsize=16)
  plt.xlabel("日期", fontsize=12)
  plt.ylabel("數值", fontsize=12)
  plt.grid(True)
  plt.xticks(rotation=45)
  plt.tight_layout()
  # 將圖表轉為 Base64
  buffer = io.BytesIO()
  plt.savefig(buffer, format='png')
  buffer.seek(0)
  image base64 = base64.b64encode(buffer.getvalue()).decode('utf-8')
  buffer.close()
```

```
return jsonify({"chart": image base64}), 200
if name == ' main ':
  app.run(debug=True)
```

newMessage.style.borderRadius = "5px";

六、AI 對話

- 1. HTML: #chat-container 聊天頁面,包含顯示區#chat-box、輸入區#user-input、傳 送按鈕
- 2. 樣式設計: CSS 設定樣式,包括背景色、邊框、圓角,將使用者訊息和機器人訊息分 為兩種顏色
- 3. JavaScript 函數:
 - (1) appendMessage():新增聊天訊息,根據發送者為使用者或機器人設定不同的樣 式,確保新訊息顯示後滾動至底部
 - (2) sendMessage():獲取使用者輸入的訊息並顯示於聊天框中,並由/ask 傳送 POST, 傳送輸入的內容
- 4. 伺服器交互: fetch 發送 HTTP 的請求,將使用者輸入的內容傳送至伺服器;伺服器以 JSON 格式回復

```
程式碼:
<!-- 聊天區域 -->
<div id="chat-container" style="max-width: 600px; margin: auto; border: 1px solid #ddd; padding: 20px;">
              <div id="chat-box" style="max-height: 400px; overflow-y: scroll; margin-bottom: 20px;">
                           <div class="chat-message bot" style="margin: 10px 0; padding: 10px; background-color: #f0f0f0; border-</p>
radius: 5px;">
                                         你好!有什麼我可以幫忙的嗎?
                           </div>
             </div>
              <input type="text" id="user-input" placeholder="請輸入問題..." style="width: 80%; padding: 10px; margin-
right: 10px; border-radius: 5px; border: 1px solid #ccc;">
             <br/>

none; border-radius: 5px; cursor: pointer;">
                            發送
             </button>
</div>
<script>
// 更新訊息顯示
function appendMessage(message, sender) {
             const chatBox = document.getElementById("chat-box");
             const newMessage = document.createElement("div");
             newMessage.classList.add("chat-message", sender);
             newMessage.style.margin = "10px 0";
             newMessage.style.padding = "10px";
```

```
// 根據發送者設定背景色
   if (sender === "user") {
       newMessage.style.backgroundColor = "#d1f7d1";
       newMessage.style.textAlign = "right";
    } else {
       newMessage.style.backgroundColor = "#f0f0f0";
   newMessage.textContent = message;
   chatBox.appendChild(newMessage);
   chatBox.scrollTop = chatBox.scrollHeight; // 滾動到底部
}
// 發送問題給後端
async function sendMessage() {
   const userInput = document.getElementById("user-input").value;
   if (!userInput.trim()) return; // 若輸入框為空則不發送
   appendMessage(userInput, "user"); // 顯示使用者輸入的訊息
   document.getElementById("user-input").value = ""; // 清空輸入框
   try {
       // 向後端發送請求,並獲取回應
       const response = await fetch('/ask', {
           method: 'POST',
           headers: {
               'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
           body: 'user input=${encodeURIComponent(userInput)}'
       });
       const data = await response.json();
       appendMessage(data.answer, "bot"); // 顯示 ChatGPT 回應
    } catch (error) {
       appendMessage("發生錯誤,請稍後再試!","bot");
</script>
七、OpenAI 嵌入
1. Flask 設定:app=FLASK(__name__)創建 Flask,使用 Flask 路由處理使用者的要求。
2. OpenAI API
   (1)openai.api_key:設定OpenAI API 密鑰用於驗證
   (2)Openai. Completion. create():呼叫 OpenAI 的 GPT 模型生成機器人的回覆
3. 路由
```

- (1)/路由:返回一個 HTML 頁面,作為使用者聊天的前端界面
- (2)/ask 路由:透過 POST 取得使用者的問題,並將 OpenAI API 的回應反回至前端

```
程式碼:
import os
import openai
from flask import Flask, render template, request, jsonify
app = Flask(__name__)
#OpenAI API 密鑰設定
openai.api key = 'sk-proj-
V8VACUjFfclitZoX9yblK28kBRi Na na4AWUCG7eA6emJcyEA5quARK7HV37VtKsAdQTBctO0T3BlbkFJf2V
LH0za3WgCNyDoSE8g4oqJF1GzltW7VTAPLWOBII28tOzpESVwfViTznOTwL2hZWH9oMBEQA' # 替换成
你的 OpenAI API 密鑰
@app.route('/')
def index():
   return render template('index.html') # 這個是你的 HTML 頁面
@app.route('/ask', methods=['POST'])
def ask():
   user_input = request.form['user_input'] # 從前端獲取用戶輸入
   # 呼叫 OpenAI API 生成 ChatGPT 回應
   try:
       response = openai.Completion.create(
           model="gpt-4", # 或者 "gpt-3.5-turbo"
           prompt=user input,
           max tokens=150,
           temperature=0.7
       answer = response.choices[0].text.strip() # 取得 ChatGPT 回應
       return jsonify({'answer': answer})
   except Exception as e:
       print(f"Error: {e}")
       return jsonify({'answer': '抱歉,發生了錯誤,請稍後再試!'})
if __name__ == '__main__':
   app.run(debug=True)
八、圖片數值判讀
1. 圖片上傳:讀取 png、jpg、jpeg、gif 檔,並將圖片儲存至 UPLOAD_FOLDER。
2. OCR 光學字元辨識:使用 Tesseract OCR 從圖片擷取文字,利用
```

- pytesseract. image_to_string 擷取內容,使用英文(lang='eng')辨識
- 3. 儀器辨識:透過關鍵字匹配儀器與數值
- 4. 圖片處理: OpenCV 處理以提高 OCR 準確率
 - (1)cv2.cvtColor:轉成灰度圖
 - (2)cv2. threshold:二值化處理圖片
- 5. API:/analyze-image,以 POST 接收使用者圖片,並返回數值、儀器、單位

```
程式碼:
import os
import pytesseract
from flask import Flask, request, jsonify
from PIL import Image
import cv2
# 設定 Tesseract 路徑 (僅 Windows 用戶需要此步驟)
pytesseract.pytesseract.tesseract_cmd = r'C:\Program Files\Tesseract-OCR\tesseract.exe' # 替換成你安裝的
Tesseract 路徑
app = Flask( name )
# 設定圖片上傳資料夾
UPLOAD FOLDER = 'uploads'
ALLOWED_EXTENSIONS = {'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif'}
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER
# 檢查文件格式
def allowed file(filename):
    return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED EXTENSIONS
# 儀器識別的簡單規則(已更新為身高體重測量儀)
def analyze instrument(text):
    text = text.lower()
    # 血壓計
    if "blood pressure" in text or "bp" in text or "血壓計" in text:
        return "血壓計", "血壓", "測量結果", "mmHg"
    elif "blood oxygen" in text or "spo2" in text or "血氧" in text or "血氧計" in text:
        return "血氧計", "血氧飽和度", "測量結果", "%"
    # 身高體重測量儀
    elif "height and weight" in text or "身高體重" in text or "體重" in text:
        return "身高體重測量儀", "身高和體重", "測量結果", "cm / kg"
    # 未知儀器
    return "未知儀器", "未知項目", "未知結果", "未知單位"
@app.route('/analyze-image', methods=['POST'])
def analyze image():
    if 'file' not in request.files:
        return jsonify({'error': '沒有選擇檔案'}), 400
    file = request.files['file']
    if file and allowed file(file.filename):
        # 保存檔案
        filename = file.filename
        filepath = os.path.join(app.config['UPLOAD FOLDER'], filename)
        file.save(filepath)
        # 使用 OpenCV 讀取圖片
```

img = cv2.imread(filepath)

```
# 使用 Tesseract OCR 進行識別
        # 可以對圖片進行一些預處理來提高識別準確率
        gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        _, binary = cv2.threshold(gray, 150, 255, cv2.THRESH_BINARY)
        # 使用 Tesseract 進行 OCR 識別
        text = pytesseract.image to string(binary, lang='eng')
        # 打印提取的文本
        print("提取的文本:", text)
        # 分析儀器和數值
        instrument, item, result, unit = analyze instrument(text)
        return jsonify({
            'instrument': instrument,
            'item': item,
            'result': result,
            'unit': unit,
            'extracted text': text
        })
    else:
        return jsonify({'error': '不支持的文件格式'}), 400
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
九、參考資料
```

- 1. Wang, B.J., Syu, F.J. Acceptability of Mobile Health Apps for Medical Care Measured using UTAUT2. Journal of Journal of Gerontechnology and Service Management. 2016; 4(4): 483-494.
- 2. Lin, P.H., Lan, Y.L., Chen, C.C., Lin, Y.C., Liu, W.C., Yan, Y.H. The Correlation of Health Literacy, Health Awareness and Healthy Promoting Lifestyles in Rehabilitation Patients. Taipei City Medical Journal. 2021; 18(1): 32-43.
- 3. 外溢保單:郝充仁.外溢保單會越來越多.康健雜誌.2024.07;頁 48-49
- 4. 許惠恒. AI 快思你慢想. 9789572985366th ed. 聯合報系
- 5. 邱宜君. AI 顧健康,哪個族群最愛用?. 康健雜誌. 2024; 306: 28-32.
- 6. 邱宜君. 愈健康賺愈多. 康健雜誌. 2024; 306: 118-126.